


<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>MANGO DE BISTURI NO. 4</b>		
<b>PROCEDENCIA:</b>	INDIA	<b>MARCA:</b>	SIN MARCA
<b>LINEA DE ESPECIALIZACIÓN:</b>	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO		
<b>REGISTRO SANITARIO:</b>			
<b>NIVEL DE RIESGO:</b>	I		
<b>ESTERILIZACIÓN:</b>	NO APLICA		
<b>PRESENTACIÓN:</b>	UNIDAD		
<b>MEDIDA:</b>	LONGUITUD DE 13,8 CM		
<b>VIDA ÚTIL:</b>	INDETERMINADO		
<b>FACTOR DE EMPAQUE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EMPAQUE INTERNO:</b> Empaque sellado, tamaño acorde al contenido interno.</li> <li>• <b>SECUNDARIO</b> Material resistente a la estiba, en buenas condiciones que garantiza la integridad del contenido, el transporte y almacenamiento.</li> </ul>		
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<p>Mango plano. Una sola pieza con adaptador para hoja de bisturí. Adaptable a hoja de bisturí N°20-21-22-23-24 Resistente a agentes corrosivos. Reutilizable. No estéril. Método de esterilización puede ser a Vapor temperatura de 134°C, Autoclaves o Estufas.</p>		
<b>COMPONENTES:</b>	De acero quirúrgico		
<b>INDICACIONES/ MANUAL DE USO</b>	<p><b>INDICACIONES</b> <b>MANGO DE BISTURI NO. 4</b> Su diseño permite un excelente manejo y precisión en el momento de la incisión, está diseñado para evitar la manipulación de la hoja de bisturí, a la hora de sustituirla o desecharla.</p>		
<b>ADVERTENCIAS PRECAUCIONES:</b>	Y	<p>Proteger del calor, luz solar y humedad, descartar si el empaque está dañado, almacenar en un lugar limpio y seco, libre de polvo y lejos de la luz ultravioleta o fluorescente. No dejar el instrumental en soluciones de desinfección por tiempo prolongado.</p>	

	<p>No lavar con sustancias corrosivas.  Secar luego del lavado.</p>
<p><b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:</b></p>	<p>Si la bodega cuenta con ventanas, éstas deben tener protección contra la contaminación externa.  Almacenar en un lugar fresco y seco.  Temperatura homogénea menor a 30°C.  Humedad relativa 60%.  El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.  Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con trapos húmedos con el fin de no levantar polvo.  No se deben usar ni aerosoles, ni espray para desinfectar o aromatizar.  Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.  Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.  Se recomienda seguir la siguiente señalética, para mejor utilización y preservación del producto:</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Embalaje debe mantenerse en posición vertical</li> <li>2. Cantidad de cajas apiladas</li> <li>3. Frágil</li> <li>4. No exposición a humedad</li> <li>5. Bajo protección de sol</li> <li>6. Temperatura adecuada</li> </ol>
<p><b>CERTIFICACIÓN:</b></p>	
<p><b>CODIGO DE BARRAS:</b></p>	<p>00083 MANGO DE BISTURI NO. 4</p>