



NOMBRE COMERCIAL:	HOJA BISTURI		
PROCEDENCIA:	CHINA	MARCA:	ANDINO
LINEA DE ESPECIALIZACIÓN:	CIRUGIA/USO GENERAL		
REGISTRO SANITARIO:	DM-1811-07-10		
MEDIDAS:	Mango 3: 10-11-12-15 Mango 4: 20-21-22-23-24		
NIVEL DE RIESGO:	II		
ESTERILIDAD:	RAYOS GAMMA		
FACTOR DE EMPAQUE:	<ul style="list-style-type: none"> • PRIMARIO: Sobre de aluminio sellado herméticamente, tamaño acorde al contenido interno. • SECUNDARIO: Material resistente que protege al dispositivo médico de la manipulación, tamaño acorde al contenido interno. • MASTER: Material resistente a la estiba, sellado con cinta de embalaje, en buenas condiciones garantiza la integridad del contenido, el transporte y almacenamiento. 		
VIDA ÚTIL:	5 AÑOS		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<ul style="list-style-type: none"> • El factor de empaque es sobre de aluminio. • Con borde afilado. • Atóxico. • Libre de pirógenos. • Estéril, descartable • De un solo uso. 		



<p>COMPONENTES:</p>	<p>Hoja de bisturí de acero inoxidable que cuenta con:</p>  <p>The diagram shows a scalpel blade with three labels: 'Borde Afilado' pointing to the top edge, 'Sitio de inserción en mango de bisturí' pointing to the notch at the bottom, and '# de bisturí' pointing to the bottom edge of the blade.</p>
<p>INDICACIONES / MANUAL DE USO:</p>	<p>El bisturí es utilizado para realizar cortes en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos quirúrgicos. • Disecciones. • Autopsias. <p>MANUAL DE USO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la hoja de bisturí de acuerdo al mango: <ul style="list-style-type: none"> • Mango 3: 10-11-12-15 • Mango 4: 20-21-22-23-24 2. Colocar en el sitio de inserción del mango a utilizar. 3. Después de su uso descartar.
<p>ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:</p>	<p>Proteger del calor, luz solar y humedad, almacenar en un lugar limpio y seco, libre de polvo y lejos de la luz ultravioleta o fluorescente. Debe ser utilizado por personal sanitario calificado para evitar cortes y accidentes. No se debe volver a esterilizar. Si el empaque se encuentra roto o dañado, descartar y usar uno nuevo. Desechar según normas de bioseguridad.</p>

<p>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:</p>	<p>Si la bodega cuenta con ventanas, éstas deben tener protección contra la contaminación externa. Temperatura homogénea menor a 30°C. Humedad relativa 60%. El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras. Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con trapos húmedos con el fin de no levantar polvo. No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar. Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores. Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared. Se recomienda seguir la siguiente señalética, para mejor utilización y preservación del producto:</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Embalaje debe mantenerse en posición vertical 2. Cantidad de cajas apiladas 3. Frágil 4. No exposición a humedad 5. Bajo protección de sol 6. Temperatura adecuada 																		
<p>CERTIFICACIÓN:</p>	<p>NORMA ISO 13485</p>																		
<p>CODIGO DE BARRAS:</p>	<table border="0"> <tr><td>6938535502109</td><td>HOJA BISTURI 10</td></tr> <tr><td>6938535502116</td><td>HOJA BISTURI 11</td></tr> <tr><td>6938535502123</td><td>HOJA BISTURI 12</td></tr> <tr><td>6938535501157</td><td>HOJA BISTURI 15</td></tr> <tr><td>6938535502208</td><td>HOJA BISTURI 20</td></tr> <tr><td>6938535502215</td><td>HOJA BISTURI 21</td></tr> <tr><td>6938535502222</td><td>HOJA BISTURI 22</td></tr> <tr><td>6938535502239</td><td>HOJA BISTURI 23</td></tr> <tr><td>6938535502246</td><td>HOJA BISTURI 24</td></tr> </table>	6938535502109	HOJA BISTURI 10	6938535502116	HOJA BISTURI 11	6938535502123	HOJA BISTURI 12	6938535501157	HOJA BISTURI 15	6938535502208	HOJA BISTURI 20	6938535502215	HOJA BISTURI 21	6938535502222	HOJA BISTURI 22	6938535502239	HOJA BISTURI 23	6938535502246	HOJA BISTURI 24
6938535502109	HOJA BISTURI 10																		
6938535502116	HOJA BISTURI 11																		
6938535502123	HOJA BISTURI 12																		
6938535501157	HOJA BISTURI 15																		
6938535502208	HOJA BISTURI 20																		
6938535502215	HOJA BISTURI 21																		
6938535502222	HOJA BISTURI 22																		
6938535502239	HOJA BISTURI 23																		
6938535502246	HOJA BISTURI 24																		